

Aparato de Cuidados de Belleza

Manual operativo

VELLASS

APARATOLOGIA DE USO DOMESTICO Y ESTETICA

Muchas gracias por su compra

- Gracias por elegir el aparato de cuidados de belleza I-PH-S
- Lea atentamente este manual de instrucciones de funcionamiento antes de usar el aparato y guarde este folleto para consultarlo en el futuro
- Este producto ha sido diseñado para embellecer la piel, no lo use ni venda para fines médicos.



Índice

Características	1
Precauciones de seguridad	3
Aviso importante	4
Guía rápida del usuario	9
Tarjeta de garantía	12






Características

- Artículo nº: FF0382
- Nombre: Aparato de Cuidado de la Piel Iónico-Foto-Ultrasónico
- Potencia de entrada del adaptador: AC 100-240V
- Potencia de salida del adaptador: 15V, 400mA
- Dimensiones: 17,8 x 4,8 x 4,5cm
- Peso: 175 g
- Frecuencia ultrasónica: 3MHz±5

Preámbulo

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y afecta a la salud y a la imagen. Cada vez más gente, especialmente las mujeres, le prestan más atención a su piel. Sin embargo, la gravedad, el sol, las radiaciones, etc. son nocivas para la piel y provocan flaccidez, pérdida de elasticidad, arrugas, manchas, acné y otros problemas cutáneos. Para proteger y embellecer la piel, no sólo necesitamos productos para la piel, sino también un aparato de belleza profesional para obtener mejores resultados.

El Aparato de Cuidados de Belleza I-PH-S de uso doméstico combina tres tecnologías de cuidado de la piel populares y eficaces: iones (corriente galvánica), fotones (luces rojas, azules y verdes) y ultrasonidos. Compatible con cosméticos para el cuidado de la piel. Es conveniente cuidar la piel en casa. Fácil de transportar y utilizar. Eficaz para las siguientes aplicaciones:

-  Limpia la piel en profundidad
-  Elimina arrugas y suaviza la piel
-  Aclara y alisa la piel
-  Reduce la grasa y afina el contorno del rostro
-  Elimina manchas, ojeras y bolsas

Precauciones de seguridad

Nota: lea la siguiente información atentamente antes de usar el aparato. Debe ayudarle a garantizar la validez de la garantía y prolongar el ciclo vital del producto.

1. Conserve el artículo apartado de la humedad y no lo use bajo el agua, ya que las piezas electrónicas podrían oxidarse o provocar cortocircuitos.
2. No trate de desmontar el producto. Sólo técnicos profesionales pueden mantener y reparar las piezas.
3. Use únicamente productos originales. El uso de productos incompatibles puede causar fallos o riesgos.
4. Las personas con las siguientes enfermedades deben abstenerse de usar el producto: pacientes con tumores malignos; mujeres embarazadas o durante la menstruación; pacientes con dermatosis de focos en hemorragias; pacientes de urgencia con enfermedades no identificadas.
5. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Aviso importante

1. Este aparato debe utilizarse en condiciones normales. Acuérdesse de apagarlo y desenchufar el cable al interrumpir el tratamiento. Así evitará problemas de sobrecalentamiento provocados por la vibración del aire y prolongará el ciclo vital del producto.
2. Es normal que el cabezal de masaje se caliente ligeramente al usar los ultrasonidos y sentir pinchazos. El uso de productos de cuidado de la piel puede aliviar las molestias del calor. Se recomienda el uso de geles.
3. No use este aparato en una zona durante demasiado tiempo. Desplácelo sobre la piel para no centrar el efecto provocado por la energía de las ondas.
4. Para obtener un mejor tratamiento, apoye el cabezal de masaje completamente sobre la piel al usarlo.
5. Limpie el cabezal de masaje después de usarlo. Se recomienda usar un paño suave húmedo para evitar arañazos. No use sustancias químicas para limpiar el producto, podría causar averías o acortar el ciclo vital del producto.

Una sencilla prueba de alergia:

1. Lávese la muñeca.
2. Aplique la esencia que desee usar en la zona limpia y deje que se seque al aire (durante la prueba, no entre en contacto con agua ni retire la esencia). Si experimenta alergia o anomalías cutáneas, interrumpa la prueba inmediatamente y póngase en contacto con su médico o el hospital más próximo.
3. Pasadas 48 horas, si no se han producido alergias ni anomalías, puede usar el aparato y disfrutar el proceso de cuidados de belleza en casa.



Nomenclatura

Luces dinámicas:

- ▼ 12 pc. de LED rojo: 630nm
 - ▼ 12 pc. de LED azul: 465nm
 - ▼ 12 pc. de LED verde: 520nm
- Energía alta, muy concentrada



Función de luz de potencia:

1. Luz roja: 630nm

Puede alcanzar la capa de la dermis para estimular células de fibra. Mejora la circulación sanguínea. Activa la piel. Reduce las arrugas y alisa la piel. Apta para todos los tipos de piel.

2. Luz azul: 465nm

Puede matar las bacterias. Calma y elimina sarpujidos y acné y fortalece la organización de la fibra proteínica. Afina los poros. Apta para pieles grasas.

3. Luz verde: 520nm

Relaja la piel y alivia el dolor cutáneo. Apta para pieles mixtas.

Recomendaciones de funcionamiento

- © Enchufe el adaptador al aparato y el enchufe. Se oír un pitido y la máquina estará operativa.
- © Aplique gel o esencia sobre el rostro o el cabezal de masaje y enchúfelo al aparato.
- © Apoye la superficie del cabezal de masaje completamente sobre la piel y desplácelo según lo indicado en el gráfico.
- © Si está demasiado seco para moverlo, añada más gel o esencia para continuar.
(Dosis: 4-5 g cada vez)

Modo básico de masaje:




















Mover de abajo arriba

De izquierda a derecha simétricamente

Movimientos lentos



FUNCIONAMIENTO

Combinación de funciones	Sónica	ION+	ION+	Fotones
Función individual				
Función doble	  	 	 	 
Combinación de tres funciones	 			 

1. Encienda el aparato > El LCD se encenderá tras oír un pitido.

2. Función individual:

Pulse "MODE" para seleccionar la función y diga "Sonic" > "Sonic" parpadea >

Pulse "SHIFT" para ajustar la potencia > Pulse "CFM" para comenzar.

3. Funciones combinadas (2 tipos de funciones):

Tras el procedimiento de función individual > Pulse "MODE" para elegir la otra función que necesite y diga, "Ion-" > Ion parpadea > Pulse "Shift" para ajustar la potencia > Pulse "CFM" para comenzar.

4. Funciones combinadas (3 tipos de funciones):

Tras el procedimiento de 2 funciones > Pulse "MODE" para elegir la otra función que necesite y diga "Photon" > "Photon" parpadea > Pulse "SHIFT" para elegir LEDS > Pulse "CFM" para comenzar.

5. Secuenciado

La configuración por defecto de apagado automático es de 15 minutos > Pulse "MODE" para elegir "Time" > "Time" parpadea > Pulse "SHIFT" para ajustar "Time" de 1-19 mins > Pulse "CFM" para comenzar.

Atención: Ion+ e Ion- no pueden funcionar al mismo tiempo.

Consejo: pruebas sencillas de ultrasonidos

Primer paso: Vierta un poco de agua sobre el cabezal de masaje

Segundo paso: Encienda el aparato y seleccione el modo "Sonic" y la potencia, pulse "CFM" para empezar a trabajar.

Tercer paso: Si el agua salpica significa que el ultrasonido funciona bien.

Reinicie el aparato para seguir usándolo tras el apagado automático.



Guía rápida del usuario

Cuidados diarios (no use el aparato más de 3 veces en una semana y no supere los 30 minutos cada vez)

Primer paso: Limpiar al piel en profundidad

1. Retire cuidadosamente el maquillaje y las impurezas previamente.
2. Aplique un limpiador adecuado sobre el rostro.
3. Seleccione la función ultrasónica más íónica con la intensidad deseada.
4. Junto con la ruta indicada, desplace en cabezal de masaje del mentón al final de la oreja lentamente. Para las demás zonas siga las indicaciones del gráfico.
5. Lávese el rostro con agua.

Segundo paso: Aplicar nutrientes y modelar el contorno del rostro

1. Aplique el gel o esencia correspondiente en la superficie del cabezal de masaje.
2. Seleccione la función ultrasónica más iónica con la intensidad deseada.
3. Junto con la ruta indicada, desplace en cabezal de masaje del mentón al final de la oreja lentamente. Para las demás zonas siga las indicaciones del gráfico.

Tercer paso: Cuidado con fotones

1. Seleccione la luz requerida (roja/azul/verde)
2. Ilumine la piel que desee tratar con la luz. Desplace el cabezal de masaje cada 5 segundos.

***Para acortar la duración del tratamiento, se pueden realizar el segundo y el tercer paso al mismo tiempo.**

Diluir manchas y aclarar (una vez cada 2 días)

Primer paso: Limpiar la piel en profundidad (consulte el primer paso de cuidados diarios)



Segundo paso: Aplicar esencia aclaradora:

1. Encienda el aparato y seleccione la función iónica con la intensidad deseada.
2. Aplique la esencia aclaradora correspondiente (como Vitamina C) sobre las manchas o la piel que desee aclarar. Use el aparato para tratarla. Deje que el cabezal de masaje actúe alrededor de 20-30 segundos en una posición antes de pasar a otra.



Tratamiento del acné (una vez cada noche)

Primer paso: Limpiar la piel en profundidad (consulte el primer paso de cuidados diarios)



Limpiar la piel

Segundo paso: Drenaje linfático

1. Encienda el aparato, seleccione la función sónica con la intensidad deseada y realice el drenaje linfático según la ruta indicada.
2. Realice un masaje alrededor del acné.
3. Use la luz azul para iluminar la zona del acné durante 15-20 minutos.
4. Use la luz roja de tratamiento durante 10 minutos más.



Drenaje linfático

Piel sensible (una vez cada 2 días)

1. Limpiar la piel en profundidad (consulte el primer paso de cuidados diarios)
2. Encienda el aparato y seleccione la función sónica con la intensidad deseada.
3. Use la luz verde para iluminar la piel donde necesite cuidados durante 15•20 minutos.



Inflamación del acné

Consejo:

El usuario debe tocar la barra lateral galvanizada al usar las funciones ion+ e ion-.



Certificado de garantía

Modelo del producto: _____ Fecha de compra: _____

Lugar de compra: _____ Dept. Comercial: _____

Un año de garantía de reparaciones

En el caso improbable de que el producto se averíe durante el primer año desde su compra: devuelva el producto junto con su factura y el certificado original de garantía y lo repararemos gratis siempre que lo haya usado conforme a las instrucciones de funcionamiento.

¿Qué no cubre la garantía?

1. Averías o daños provocados por
 - (1) no seguir las instrucciones de funcionamiento
 - (2) reparaciones incorrectas o no autorizadas
 - (3) daños accidentales al transportarlo o dejarlo caer o daños intencionados o fortuitos del producto tras su venta.
 - (4) incendio, terremoto o desastres meteorológicos como inundaciones, rayos o vientos fuertes
2. Conserve su certificado de garantía en un lugar seguro, ya que no se expedirán copias.

Fecha de fabricación:



The image features a minimalist design with a solid grey background. A single, continuous white line starts from the top edge, curves down and to the right, loops back to the left, and then continues to curve down and to the right, ending near the bottom right corner. The line forms several overlapping, organic shapes that resemble a stylized signature or a calligraphic flourish.

Llévese la belleza a casa

R&Zzy