

Características:
Tamaño: 13,1X5,0X3,4 CM
Mini-aparato de masaje de belleza iónico
Funciona con pilas 2|AA

Contraindicaciones:
Embarazadas y pacientes con epilepsia
Pacientes con cardiopatías
Globos oculares
Zonas sometidas a cirugía plástica

Modo de masaje básico:
Mover de abajo arriba
Mover de izquierda a derecha de forma simétrica
Movimientos lentos



-4-

Razzy
Llévese la belleza
a casa



Consejos:

1. Use productos aptos para la piel (limpiador, esencia, gel, etc.) con el aparato de masaje.
2. Es normal sentir pinchazos al usarlo. Puede aliviar las molestias usándolo con productos para el cuidado de la piel.
3. Limpie el aparato de masaje antes y después de cada uso.
4. Saque la pila si no va a usarlo durante mucho tiempo para alargar su duración.



Mini-aparato de masaje de belleza iónico



FF2306

Principios operativos

Modo de funcionamiento: por inducción
Función de masaje: estimulador y vibrador simultáneamente
Tiempo de funcionamiento: ilimitado. Se apagará pasados cinco minutos sin usarlo.
Principios operativos:
Ion+: extrae la suciedad (limpieza en profundidad)
Ion -: introduce nutrientes (nutrición profunda)



-1-

Manual del usuario

1. El aparato de masaje se apagará cuando el interruptor esté en la posición "0"

2. Proceso de limpieza en profundidad:

- (1) Abra la tapa con forma de anillo, coloque correctamente un disco de algodón en el cabezal del aparato de masaje y cierre la tapa.
- (2) Coloque una cantidad moderada de limpiador y agua en el disco de algodón y ponga el interruptor en posición "+" para la función ion+. El indicador rojo se encenderá cuando el aparato de masaje esté listo para usarlo.
- (3) Sujete el mango de forma que sus dedos toquen el inductor que hay en la parte trasera del mango; el estimulador y el vibrador empezarán a funcionar por inducción cuando el cabezal del aparato de masaje entre en contacto con la piel.

-2-

(4) Aplique completamente sobre la piel la superficie del cabezal del aparato de masaje y desplácelo lentamente en círculos de dentro afuera.

(5) Lávese la cara con agua tras usarlo durante 5 minutos.

3. Proceso de nutrición en profundidad:

- (1) Coloque una cantidad moderada de esencia o gel en el cabezal del aparato de masaje.
- (2) Ponga el interruptor en posición "-" para la función ion-; el indicador amarillo se encenderá cuando el aparato de masaje esté listo para usarlo.
- (3) Sujete el mango y pulse el inductor, aplique completamente sobre la piel la superficie del cabezal de masaje y desplácelo lentamente hasta la total absorción del producto.

-3-