

Venus Laser Hair Remover CW-808



Description

¿Cómo funciona la depilación láser

Venus Depiladora laser que hacen uso de láser de diodo 808nm pasa a través de la piel y es absorbida por el pigmento en el cabello.

¿Cuáles son los beneficios de la depilación láser

1. Fácil de usar
2. Sensación de ardor Menor
3. eficaz
4. Posibilidad de eliminar la energía láser para "seleccionar" los folículos pilosos
5. Piel lisa y obtener los poros más pequeños después de su uso



Venus CW-808 Personal Laser Hair Remover

Venus es un removedor de vello con láser que se puede utilizar en la comodidad de su propia casa. El tipo de láser que utiliza es la misma que los costosos sistemas comerciales salón utilizado a nivel mundial en la actualidad.

La longitud de onda del láser permite el tratamiento de todos los tonos de piel, excepto los que son muy oscuras. Venus emite energía lumínica que es absorbida por el pigmento de melanina, lo que resulta en un rápido calentamiento del folículo piloso. El calor destruye las papilas (folículos pilosos) que son responsables del crecimiento del pelo .. El tratamiento dura en promedio menos de una hora por trayecto y debe ser sin dolor, pero si experimentan incomodidad, puede cambiar a un valor inferior.



USO EFICAZ DEL LASER

1. Puede afeitarse, pero no arrancar el pelo o cera. Para obtener los mejores resultados de afeitar / cortar cabello a 1–2mm de longitud.
2. Si se inicia la primera vez, el tratamiento de la piel en el escenario bajo, para obtener los mejores resultados, debe utilizar la más alta poniendo.
3. Es efectivo que el tratamiento durante experimente uno o dos menor sensación de ardor para cada cabello. El tratado pelo no es necesario que se queme. El tratamiento de la misma parte del cuerpo más a menudo que una vez cada a dos semanas, total sobre de 4 veces (sesiones)
4. El BNB Medical Hair Removal Laser desactiva los folículos de la piel que producen el cabello. Parece que el pelo sigue creciendo, pero realmente el pelo está siendo "empujada hacia fuera. los talones pequeños de la caída del cabello por sí mismos y el folículo deshabilitado no producirá más pelo. Usted puede o no puede ver estos talones expulsado del folículo.
5. Vamos poco a poco los pelos se caen por sí solos. Esto puede tomar hasta 10–14 días. O usted puede tirar de los pelos después del tratamiento uso de tornado.

MODO DE EMPLEO

1. Quite todos los cosméticos, lociones y cremas de la piel va a tratar. Para obtener los mejores resultados de afeitar / cortar cabello a 1–2mm de longitud.
2. Coloque el adaptador en la eliminación BNB Medical Hair Laser, a continuación, en una toma de corriente. Obtener su piel lista y desbloquear el láser con la clave de seguridad. El láser se establece en Bajo.
3. Puede cambiar el láser a la posición media o alta por la prensa el botón de encendido.
4. Es el toque bar en el área seleccionada y presione el botón de emisión láser.
5. Nuestros productos se debe administrar un pelo por un pelo. urante cada tratamiento, es normal que se sienta resultados tingling. Permanent es fiable si el tratamiento quinto o más.



1. Cada vez que lo utilice
 - Limpiar, afeitarse, y secar la piel.
 - Ajuste el láser al nivel de energía adecuado.
 - Trate el área que desea eliminar el vello de.
 - Follw estos consejos para obtener los mejores resultados.
2. Entre los tratamientos
 - Puede afeitarse, pero no arrancar el pelo o cera.
3. Después de 10-14 días, talones pequeños del pelo se cae naturalmente
 - La clave para resultados duraderos es tratar la misma zona durante 6-8 meses.
4. Después de 2 ~ 3 tratamiento
 - No habrá ningún cambio visible en el pelo o la apariencia de la piel.
 - En ocasiones, algunos usuarios experimentan un leve enrojecimiento que disipa rápidamente dentro de 24 horas.
5. After el mes de tratamiento
 - El crecimiento del cabello comenzará a aclarar y llegar a ser más fino.
 - En algunos casos, aparecerá como si el cabello está continuando.
6. Después de 3 ~ 5 tratamiento
 - Usted comenzará a ver una reducción visible en la cantidad de nuevo crecimiento, especialmente en áreas donde el crecimiento del cabello. Tiende a ser denso, como la línea del bikini para las mujeres o los espalda o el pecho de los hombres.
7. Después de 6 ~ 10 Tratamiento
 - Disfrute de la piel que se ve y se siente como si el pelo se nunca allí.

- Deshacer cambios



FAQ

1. ¿El BNB Laser Hair Removal realmente funcionan?

La energía del láser es absorbida en el cabello usando láser de diodo de 808 nm que es absorbida selectivamente en pigmento negro de melamina en el cabello.

2. ¿En qué parte de mi cuerpo puedo usar el láser de depilación BNB?

Casi toda la superficie es posible. Sin embargo, NO use cualquier parte de la cara. Y algunas zonas pueden tener la piel más sensible, un más oscuro tono de la piel, y / o una mayor densidad de pelo, y utilizando el láser BNB depilación que puede causar que la piel grave lesión.

3. ¿Es posible obtener el removedor completa por un tratamiento?

Es bastante difícil de quitar el pelo con un solo tratamiento. Cada pelo en nuestro cuerpo pasa a través de las tres fases de la ciclo de crecimiento del cabello: anágena, catágena y telógena. El tiempo que se tarda en completar un ciclo de crecimiento del pelo completo (especialmente la anágena) varía de persona a persona y la ubicación del pelo en el cuerpo, pero es típicamente de 4 tratamiento.

4. Precaución después de su uso

Pero no se debe exponer a las áreas tratadas de la piel al sol durante 2-3 días después de su uso. Evite tomar una ducha caliente justo después de tratamiento con láser para 1-2 días, la ducha fría es recomendada.

5. Los efectos secundarios

Cuando se usa de acuerdo con las instrucciones, los efectos secundarios y complicaciones asociadas con el uso del pelo BNB Laser. La eliminación no son comunes. Y, quedaría claro arriba.

6. utilice sobre la piel débil?

Sólo funciona en cabello natural de color marrón o negro. Puede que no haya lesiones en la piel normal.

7. el tratamiento de la misma área de la piel?

No trate a la misma área de la piel más de una vez por sesión de depilación. Trate de evitar la superposición de tratamiento. Usted se siente sensación suave una vez o dos veces suficiente.

Product Detail



Name	BNB Laser Hair Remover
Model No.	CW-808 Venus
Laser Type	Diode Laser
Wavelength	808nm
Power	DC.9V.1200mA
Size & Weight	18 x 5.5 x 5 (cm) , 138g
Package Contents	Unit Adaptor, Manual, Cool Gel, Replenish Essence